

Maximal zulässige Abweichungen nach RiliBÄK

Quelle: Deutsches Ärzteblatt | Jg. 105 | Heft 7 | 15. Februar 2008

Analyt	Probenmaterial S = Serum P = Plasma B = Blut U = Urin L = Liquor	Empfohlene Kontrollmaterialien		Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes vom Zielwert Abw. (%)
		HEM QS ERY/HCT QS GLU QS Precinorm U* Precipath U*	ALK QS BIL QS DIA QS LAC QS	
Alkal. Phosphatase	S, P	Precinorm U, Precipath U		21
AST / GOT	S, P	Precinorm U, Precipath U		21
ALT / GPT	S, P	Precinorm U, Precipath U		21
Bilirubin (gesamt)	S, P	BIL QS, Precinorm U, Precipath U		22
Calcium (gesamt)	S, P	Precinorm U, Precipath U		10
Calcium (gesamt)	U			17
Cholesterin (gesamt)	S, P, B	DIA QS, Precinorm U, Precipath U		13
CK	S, P	Precinorm U, Precipath U		20
CRP	S, P			20
Eisen	S, P	Precinorm U, Precipath U		14
Erythrocyten	B	ERY/HCT QS		8
Ethanol > 0,6 - 5 g/L	S, P, B	ALK QS		12
Ethanol 0,2 ≤ 0,6 g/L	S, P, B	ALK QS		21
GGT	S, P	Precinorm U, Precipath U		21
Glucose	S, P, B	GLU QS, DIA QS, Precinorm U, Precipath U		15
Hämatokrit	B	ERY/HCT QS		9
Hämoglobin	B	HEM QS		6
Harnsäure	S, P	DIA QS, Precinorm U, Precipath U		13
Harnstoff	S, P	Precinorm U, Precipath U		20
Harnstoff	U			21
Kreatinin	S, P	Precinorm U, Precipath U		20
Kreatinin	U			21
Lactat	P, B	LAC QS, DIA QS, Precinorm U, Precipath U		18
Lactat	L	LAC QS, DIA QS, Precinorm U, Precipath U		20
LDH-L	S, P	Precinorm U, Precipath U		18
Magnesium	S, P	Precinorm U, Precipath U		15
Protein (gesamt)	S, P	Precinorm U, Precipath U		10
Triglyceride	S, P, B	DIA QS, Precinorm U, Precipath U		16

Für jede Bestimmung muß die prozentuale Abweichung des Einzelwertes vom Zielwert errechnet und mit der maximal zulässigen Abweichung des Einzelwertes (siehe letzte Tabellenspalte) verglichen werden.

*www.Roche.de